




# BRAVDEN

## RCP avancée

Respecte les directives de l'ERC et de l'AHA 2021

Le premier mannequin qui vous aide

AMÉLIORE • MAINTIENT • ENTRETIENT LES CONNAISSANCES



### 1. LUMIÈRE INDIQUANT LA QUALITÉ DE LA RCP:

Celles-ci s'allument pour indiquer que le sang atteint le cerveau. Elles ne s'allument que lorsque la profondeur des compressions, la fréquence des compressions et le relâchement thoracique sont correctement effectués.

### 2. LUMIÈRES INDIQUANT LA CIRCULATION SANGUINE:

Ces dernières s'allument pour représenter le flux sanguin depuis le cœur vers le cerveau. La vitesse du flux sanguin indiquée varie en fonction de la profondeur et de la vitesse des compressions. Elles clignotent pour indiquer un rythme entre 100 et 120 par minute et resteront allumées si la fréquence dépasse les 120 compressions par minute.

### 3. LUMIÈRES INDIQUANT LA COMPRESSION THORACIQUE:

Ces lumières représentent le volume de sang mis en circulation par les compressions thoraciques. En mode AHA par défaut, elles se déclenchent quand la profondeur des compressions est d'au moins 5 cm (1). En mode ERC, elles se déclenchent quand la profondeur des compressions est d'au moins 5 cm mais pas plus de 6 cm (2).

### RELÂCHEMENT INCOMPLET DE LA POITRINE:

Si le relâchement entre les compressions est insuffisant, ou si l'on reste appuyé sur la poitrine, la lumière sur le front, indiquant la bonne qualité de la RCP, ne s'allumera pas.

“Le mannequin d'entraînement à la RCP Brayden est un nouvel outil qui aide à améliorer la compréhension des effets de la réanimation cardio-cérébrale et facilite l'évaluation de la qualité des compressions thoraciques”.

Dr Pascal Cassan

# LA FAMILLE BRAYDEN


## BRAYDEN PRO maintenant avec l'Application online ios Brayden

La solution de formation à la RCP indispensable quand des résultats chiffrés sont nécessaires. Brayden Pro donne les résultats en temps réel des paramètres de la RCP ainsi qu'une analyse à posteriori de la qualité de la RCP. Un lien Bluetooth entre le mannequin et l'application existe pour une utilisation sur une tablette Android et/ou un Apple iPad.

- ✓ Facile d'utilisation et vision très intuitive de la qualité de RCP en temps réel
- ✓ Conçu avec l'aide d'experts européens

**"La capacité de Brayden Pro de donner un retour immédiat sur la qualité de la RCP, améliorera de beaucoup la compétence des secouristes à la RCP"**

Dr Carl Gwinnutt



## BRAYDEN Junior

### KIT DE CONVERSION

Un seul mannequin est nécessaire pour la formation à la RCP adulte et pédiatrique. Vous pouvez utiliser le kit de conversion sur un mannequin adulte pour le transformer en mannequin enfant.

- ✓ Facile de transformer un mannequin Brayden adulte en mannequin Brayden Junior
- ✓ A les caractéristiques physiques d'un enfant de 10 à 12 ans
- ✓ Moins de place de stockage et moins de poids pour le transport
- ✓ Moins cher- Simple et pratique



## BRAYDEN Baby

Brayden Baby est le premier mannequin bébé qui donne un retour visuel, en temps réel, grâce à l'utilisation de lumières, sur la bonne qualité des compressions thoraciques et des ventilations.

- ✓ Anatomiquement correct avec des soulèvements de la poitrine réalistes et une subluxation de la mâchoire
- ✓ Conçu avec l'aide d'experts européens
- ✓ Idéal pour l'enseignement de la réanimation bébé et nourrisson

**"Je pense que le mannequin Brayden Baby est le meilleur mannequin bébé existant aujourd'hui pour l'enseignement de la réanimation de base".**

Kevin Mackie



A votre service

