

Présentation de BRAYDEN **BABY** PRO

travaille avec

BRAYDEN ONLINE

Brayden Online Standard est désormais disponible pour l'iPad via l'App Store d'Apple.

Des versions supplémentaires de Brayden Online seront bientôt disponibles (toutes les versions seront compatibles avec Brayden Baby Pro).

- Brayden Baby Pro est basé sur le Brayden Baby Advanced.
- Développé en étroite coopération avec experts médicaux.



INNOSONIAN

Conforme aux directives 2021 AHA et ERC

Brayden Baby Pro présente les caractéristiques suivantes:




Fournit un retour de ventilation intuitif en temps réel à l'aide de lumières et de sons. Brayden Baby Pro fournit également des informations supplémentaires en temps réel via Brayden Online.



Corriger la technique de compression thoracique (profondeur, fréquence, relâchement et position du doigt / pouce) à l'aide des lumières sur le mannequin. Brayden Baby Pro fournit également des informations supplémentaires en temps réel via Brayden Online.



Débriefing facile à utiliser et intuitif des performances du BLS pédiatrique via Brayden Online.




A: + et - permet un retour de ventilation audio et/ou visuel. B: Le bouton Scénario active le pouls brachial.




La fonction de pouls brachial peut être utilisée pour les scénarios BLS pédiatriques si nécessaire.



Brayden Baby Pro rejoint Brayden Pro (adulte) travaillant avec Brayden Online Standard.



Brayden Baby Pro, en collaboration avec Brayden Online, permet plusieurs options d'entraînement et d'évaluation. Ceux-ci répondent à l'algorithme BLS pédiatrique AHA (30: 2) ainsi qu'à l'algorithme BLS pédiatrique ERC (5 insufflations, 15: 2).



Des informations objectives / numériques complètes sont fournies par Brayden Online et permettent d'évaluer tous les paramètres de la RCP du nourrisson.

INNOSONIAN

Innosonian Europe

Unit 1, Chancerygate Way, Farnborough, Hampshire, GU14 8FF, UK

Tel. +44-3333-445534
Email enquiries@innosonian.eu
www.innosonian.eu

Innosonian America

50 Broad Street, Carlstadt, NJ, 07072, USA

Email hello@innosonian.us
www.innosonian.us

